

Anti-Pou4F3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15319

Artikelnummer: CM0025378

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes POU4F3 (BRN3C) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde.

Geeignet für Forschung zur Entwicklung des auditorischen Systems und Differenzierung der Haarzellen im Innenohr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU4F3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRN3C; DFNA15; DFNA42; DFNA52; POU4F3
Spezies	Human
Gen-ID	5459
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von humanem POU4F3 (NP_002691.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15319
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel