

Anti-Pou6F1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14863

Artikelnummer: CM0028473



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes POU6F1 (BRN5, MPOU, TCFB1). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU6F1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRN5; MPOU; TCFB1; POU6F1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5463
GeneID	5463
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-301 des humanen POU6F1 (NP_002693.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14863
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eistasche