

Anti-Pp1 Beta Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Artikelnummer: CM0011260

Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen die katalytische Untereinheit von humanem PP1 beta (P62140) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Forschung zu Zellteilung, Glykogenstoffwechsel und MAPK-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP1 beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5500
GenID	5500
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 228-327 von humanem PP1 beta (P62140) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62140
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel