

Anti-Pp1-Beta-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62140

Artikelnummer: CM0013083

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PP1 beta (PPP1CB) für WB-, IHC-P-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt ein 37-kDa-Protein. Validiert für Untersuchungen zu Zellzyklus, Glykogenstoffwechsel und zirkadianem Rhythmus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP1 beta Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MP; PP1B; PP1c; NSLH2; PP-1B; PPP1CD; PP1beta; PPP1beta; HEL-S-80p; PP1 beta
Spezies	Mensch
GeneID	5500
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 227-327 des humanen PP1 beta (NP_002700.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62140
Protein-Gewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku