

Anti-Pp2A-A α /Pr65A/Ppp2R1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30153

Artikelnummer: CM0029476



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A, eine Gerüstuntereinheit der Proteinphosphatase 2A. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	MRD36; PP2AA; PR65A; PP2AAALPHA; PP2A-Aalpha; PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5518
Gen-ID	5518
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 des humanen PP2A-Aalpha/PR65 α /PP2A-A α /PR65 α /PPP2R1A (NP_055040.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30153
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku