


Anti-Pp2A-A β /Pr65B/Ppp2R1B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30154

Artikelnummer: CM0021567



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B, die Gerüstuntereinheit der Proteinphosphatase 2A. Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Geeignet zur Untersuchung der PP2A-Signalübertragung, der Zellzyklusregulation und für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PPP2R1B; PP2A-Abeta; PR65B; Gerüstuntereinheit Abeta der Proteinphosphatase 2; PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B
Spezies	Mensch
Gen-ID	5519
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 502-601 des humanen PP2A-A β /PR65 β /PPP2R1B (NP_002707.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P30154
Proteingewicht	52 kDa/61 kDa/66 kDa/73 kDa
Versand	Kühlakku