


Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P63151

Artikelnummer: CM0007200



Einführung

Humaner PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt 52kDa Protein, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Zellzyklus- und Mitosestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5520
GeneID	5520
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 94-194 von humanem PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P63151
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel