


Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Kaninchen-Pab - P63151

Artikelnummer: CM0014540



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A (PPP2R2A). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5520
GeneID	5520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 des humanen PP2A-B55 α /PR55 α /PPP2R2A (NP_002708.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63151
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Kühlakku