

Anti-Pp2A-B55A/Pr55A/Ppp2R2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P63151

Artikelnummer: CM0020376



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Essentiell für Zellzyklusregulation und Phosphatase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B55A; PR52A; PR55A; B55ALPHA; PR55alpha; PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5520
Gen-ID	5520
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-447 von humanem PP2A-B55α/PR55α/PPP2R2A (NP_002708.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P63151
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eistüte