


Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14738

Artikelnummer: CM0023533



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PP2A-B566 (PPP2R5D) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der Funktion der regulatorischen Untereinheit der Proteinphosphatase 2A.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-B566/PR616/PPP2R5D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B566/PR616/PPP2R5D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5528
GenID	5528
Immunogen	`Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14738
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel