


Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5D Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14738

Artikelnummer: CM0003335



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches PP2A-B56δ (PPP2R5D) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 480-602), 70kDa. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	B56D; MRD35; B56delta; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5528
GenID	5528
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 480-602 des menschlichen PPP2R5D (NP_006236.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14738
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel