


Anti-Pp2A-B56Δ/Pr61Δ/Ppp2R5E Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16537

Artikelnummer: CM0020332



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PP2A-B56δ/PR61δ (PPP2R5E), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für Phospho-Signaling-Studien und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5E Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	B56E; B56epsilon; PP2A-B56δ/PR61δ/PPP2R5E
Spezies	Human
GeneID (Human)	5529
GeneID	5529
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q16537
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel