


Anti-Pp2A-B56γ/Pr61γ/Ppp2R5C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13362

Artikelnummer: CM0025011



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der DNA-Schädigungsantwort, der ERK-Signalübertragung und der Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	B56G; PR61G; B56gamma; PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5527
GenID	5527
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-320 von menschlichem PP2A-B56γ/PR61γ/PPP2R5C (NP_848702.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13362
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel