

Polyklonaler Anti-Pp2A-B56B/Pr61B/Ppp2R5B-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15173

Artikelnummer: CM0021558

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal für die Untersuchung der PP2A-Regulation, der AKT1-Signalübertragung und zytoplasmatischer Phosphatasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	B56B; PR61B; B56beta; PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5526
GeneID	5526
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400–497 des humanen PP2A-B56β/PR61β/PPP2R5B (NP_006235.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q15173
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku