


Anti-Pp2A Catalytisches α Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc - P67775

Artikelnummer: CM0028885



Einführung

PP2A Catalytisches α Kaninchen pAb (P67775) validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von PP2A-Signalübertragung, Zellzyklusregulation und Transkriptionskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A Catalytisches α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; PP2A Catalytic α
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5515
Gen-ID	5515
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-309 des menschlichen PP2A Catalytischen α (NP_002706.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P67775
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eispackung