

Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Gegen Pp2A Catalytic B (Ppp2Cb) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62714

Artikelnummer: CM0025020

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen die menschliche PP2A katalytische Untereinheit Beta-Isoform (PPP2CB). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von PP2A-Signalwegen und STRIPAK-Komplexen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PP2A Catalytic β Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	PP2CB; PP2Abeta; PP2A Catalytic β
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5516
GenID	5516
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-309 der menschlichen PP2A Catalytic β (NP_001009552.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62714
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel