


Anti-Ppa1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15181

Artikelnummer: CM0019776



Einführung

PPA1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus, Ratte. Zielgerichtet ist anorganische Pyrophosphatase, essentiell für Diphosphathydrolyse und JNK-Dephosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP; PP1; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5464
GenID	5464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-289 von menschlichem PPA1 (NP_066952.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15181
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel