


Anti-Ppa1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15181

Artikelnummer: CM0018362



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PPA1 (Anorganische Pyrophosphatase). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Phosphatstoffwechsels und der JNK-Signalwege in Forschung und diagnostischer Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PP; PP1; IOPPP; HEL-S-66p; SID6-8061; PPA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5464
Gen-ID	5464
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-289 des menschlichen PPA1 (NP_066952.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15181
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel