


Anti-Ppan Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nq55

Artikelnummer: CM0029719



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PPAN (Suppressor of SWI4 1 Homolog, Brix-Domäne enthaltendes Protein 3). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Zellwachstums- und Nukleolusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPAN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SSF; SSF1; SSF2; BXDC3; SSF-1; PPAN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	56342
Gen-ID	56342
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 des humanen PPAN (NP_064615.3).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NQ55
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel