

Anti-Ppap2A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14494

Artikelnummer: CM0030161



Einführung

Der PPAP2A-Kaninchen-pAb richtet sich gegen menschliche Phospholipid-Phosphatase 1 (LPP1/PAP2a). Validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung an Lipidphosphat-Signalwegen und Phosphatasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPAP2A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LPP1; PAP2; LLP1a; PAP-2a; PPAP2A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8611
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem PPAP2A (NP_003702.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14494
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel