

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Ppap2B-Antikörper Für Wb, Elisa - O14495

Artikelnummer: CM0020714

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PPAP2B/PLPP3, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Ideal zur Untersuchung der Lipidphosphat-Phosphatase in der Gefäßbiologie und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPAP2B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LPP3; VCIP; Dri42; PAP2B; PPAP2B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8613
GeneID	8613
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14495
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Kühlakku