


Anti-Ppar α Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q07869

Artikelnummer: CM0011647



Einführung

Hochwertiger PPAR α Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-PPAR α . Ideal für die Erforschung des Lipidstoffwechsels, der Peroxisomen-Proliferation und von Kernrezeptor-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPAR α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPAR α
Spezies	Human
GeneID (Human)	5465
GeneID	5465
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q07869
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel