


Anti-Ppara Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Western Blot - Q07869

Artikelnummer: CM0019605



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die auf humanes PPARA abzielen, validiert für Western Blot. Kreuzreagiert mit Maus. Unentbehrliches Werkzeug für Forschung zu Lipidstoffwechsel und Kernrezeptoren, die PPAR α einbeziehen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPARA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPARA
Spezies	Mensch
Gen-ID	5465
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 von humanem PPARA (NP_001001928.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q07869
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel