


Anti-Ppard Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q03181

Artikelnummer: CM0029820



Einführung

Kaninchen-polyklonaler PPARD-Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor Delta ab, der an EnergieMetabolismus und Fettsäureoxidation beteiligt ist. ~50 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPARD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB; PPARD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5467
Gen-ID	5467
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 102-361 des menschlichen PPARD (NP_803184.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03181
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel