


Anti-Ppard Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q03181

Artikelnummer: CM0026558



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PPARD gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für Stoffwechsel- und Genregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPARD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAAR; NUC1; NUCI; NR1C2; NUCII; PPARB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5467
GenID	5467
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von menschlichem PPARD (NP_006229.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q03181
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel