

## Anti-Pparγ Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37231

Artikelnummer: CM0013399



### Einführung

PPAR $\gamma$  Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den Kernrezeptor PPAR $\gamma$ , einen Schlüsselregulator der Adipogenese, des Stoffwechsels und der Entzündung. Ideal für die Forschung zu Stoffwechselerkrankungen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PPAR $\gamma$ Kaninchen pAb                                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | GLM1; CIMT1; NR1C3; PPARG1; PPARG2; PPARG5; PPARGgamma; PPAR $\gamma$                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                      |
| GenID (Mensch)    | 5468                                                                                                                                                        |
| GenID             | 5468                                                                                                                                                        |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem PPAR $\gamma$ (NP_056953.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                      |
| Anwendung         | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                         |
| SWISS             | P37231                                                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 58kDa                                                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                   |