

Anti-Ppat Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q06203

Artikelnummer: CM0028408

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Anti-PPAT-Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes PPAT (Glutamin-PRPP-Amidotransferase), kreuzreagiert mit Maus und Ratte. ~57 kDa, ideal für Studien zur Purinbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPAT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPAT; PRAT; ATASE; PPAT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5471
GenID	5471
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des humanen PPAT (NP_002694.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06203
Proteinmasse	57kDa
Versand	Eisbeutel