

Anti-Ppbp-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02775

Artikelnummer: CM0022871



Einführung

Hochwertiger anti-PPBP-(CXCL7)-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes thrombozytäres basisches Protein und Chemokinvarianten. Ideal für die Erforschung von Entzündungen, Leukozytenaktivierung und antimikrobiellen Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPBP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5473
GeneID	5473
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 31-128 des humanen PPBP (NP_002695.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P02775
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku