


Anti-Ppcs Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hab8

Artikelnummer: CM0002927



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches PPCS (Phosphopantothenat-Cystein-Ligase), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Unentbehrlich für die Untersuchung der Coenzym A-Biosynthese aus Vitamin B5.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPCS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CMD2C; PPCS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79717
GenID	79717
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 212-311 des menschlichen PPCS (Q9HAB8) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HAB8
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel