


Anti-Ppfia1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13136

Artikelnummer: CM0013071



Einführung

Polyklonaler Anti-PPFIA1-Kaninchenantikörper für Western Blotting (WB) und ELISA. In humanen Proben validiert, weist Liprin-alpha-1 (UniProt Q13136, 136 kDa) für die Erforschung von Zelladhäsion und Signalübertragung nach.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	PPFIA1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LIP1; LIP.1; LIPRIN; PPFIA1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8500
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 660-800 des humanen PPFIA1 (NP_003617.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13136
Proteingewicht	136 kDa
Versand	Kühlakku