

Anti-Ppfibp1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q86W92

Artikelnummer: CM0019425

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PPFIBP1 (Liprin-Beta-1) für Western Blot und ELISA. Validiert für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Zelladhäsion und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPFIBP1-Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	L2; SGT2; hSGT2; hSgt2p; NEDSMBA; PPFIBP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8496
Gen-ID	8496
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 846–1005 des humanen PPFIBP1 (NP_003613.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86W92
Proteingewicht	114 kDa
Versand	Kühlakku