


Anti-Pphln1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ney8

Artikelnummer: CM0024552



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PPHLN1 (Periphilin-1, CR, HSPC206, HSPC232). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum HUSH-Komplex und epigenetische Stilllegung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPHLN1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CR, HSPC206, HSPC232, PPHLN1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51535
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 195-255 des menschlichen PPHLN1 (NP_958846.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NEY8
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel