

Anti-Ppia Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P62937

Artikelnummer: CM0016656



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches PPIA (Cyclophilin A). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Proteinfaltung, Entzündung, Apoptose und viralen Infektionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPIA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYPA; CYPH; HEL-S-69p; PPIA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5478
GeneID	5478
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-165 von menschlichem PPIA entspricht (NP_066953.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62937
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel