

Anti-Ppic Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P45877

Artikelnummer: CM0027212



Einführung

Der PPIC-Kaninchen-Polyklonalantikörper von CamelBio, spezifisch für humanes Cyclophilin C, ermöglicht den Nachweis per Western Blot und ELISA. Entwickelt für Forscher, die Protein-Faltung und Isomerase-Aktivität untersuchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPIC Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CYPC; PPIC
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5480
Gen-ID	5480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 23-212 von humanem PPIC (NP_000934.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P45877
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel