

Anti-Ppie Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Unp9

Artikelnummer: CM0026161



Einführung

Hochwertiger Anti-PPIE Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Peptidyl-prolyl cis-trans Isomerase E, beteiligt an prä-mRNA-Spleißen und Prolin-Isomerisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPIE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYP33, CYP-33, PPIE
Spezies	Human
GenID (Human)	10450
GenID	10450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-301 von humanem PPIE (NP_006103.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UNP9
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel