


Anti-Ppif (Cyclophilin D) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P30405

Artikelnummer: CM0027246



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PPIF (Cyclophilin D), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Forschung an mitochondrialen Permeabilitätsübergangsporen und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPIF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CYP3, CypD, CyP-M, Cyp-D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10105
GenID	10105
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-207 von humanem PPIF (NP_005720.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P30405
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel