


Anti-Ppif Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - P30405

Artikelnummer: CM0030568



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PPIF (Cyclophilin D), geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ziel ist ein Protein der mitochondrialen Matrix, das an der Regulation der Permeabilitäts-Übergangspore und der Apoptose beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPIF Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D; PPIF
Spezies	Human
GeneID (human)	10105
GeneID	10105
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 100-207 des humanen PPIF (NP_005720.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30405
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku