

## Anti-Ppl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60437

Artikelnummer: CM0030154



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Periplakin (PPL), validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an verhornten Hülle von Keratinozyten und Desmosomen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter               | Wert                   |
|-------------------------|------------------------|
| Produktname             | PPL Kaninchen pAb      |
| Bemerkungen/Alias       | PPL                    |
| Spezies                 | Mensch                 |
| GenID (Mensch)          | 5493                   |
| GenID                   | 5493                   |
| Immunogen               | Rekombinantes Protein  |
| Quelle                  | Kaninchen              |
| Kategorie               | Polyklonale Antikörper |
| Anwendung               | WB, IF/ICC, ELISA      |
| Kreuzreaktivität        | Mensch, Maus, Ratte    |
| SWISS                   | O60437                 |
| Proteinmolekulargewicht | 205 kDa                |
| Versand                 | Eisbeutel              |