

Anti-Ppm1A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35813

Artikelnummer: CM0002212



Einführung

Anti-PPM1A Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, zielt auf humanes PPM1A/PP2C-alpha, eine Phosphatase in den TGF-beta- und NF-kB-Signalwegen. Geeignet für Forschung und Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPM1A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5494
GenID	5494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-382 von humanem PPM1A (NP_066283.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35813
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel