

Anti-Ppm1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P35813

Artikelnummer: CM0025879



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-PPM1A-Antikörper für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PPM1A (PP2C α , 42 kDa). Ideal für TGF-beta- und NF-kB-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPM1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Spezies	Human
GeneID (Human)	5494
GeneID	5494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 161-370 von humanem PPM1A (NP_005029.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35813
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel