

Anti-Ppm1E Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wy54

Artikelnummer: CM0009911

Einführung

Monoklonaler Antikörper, der gegen humanes PPM1E (POPX1/CaMKP-N) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Validiert für Kreuzreaktivität mit Humanen. Nützlich in Studien zur CaM-Kinase-Signalisierung, PAK-Dephosphorylierung und dem Abbau von Aktinfaserstress. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 84 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPM1E Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	POPX1, PP2CH, caMKN, CAMKPN, CaMKP-N, PPM1E
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22843
GenID	22843
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem PPM1E (Q8WY54) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WY54
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel