


Anti-Ppme1 Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y570

Artikelnummer: CM0017148



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen PPME1 (PME-1), geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt Protein-Phosphatase-Methylesterase 1, einen Schlüsselregulator der PP2A-Methylierung und -Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPME1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PME-1; ABDH19; PPME1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51400
GeneID	51400
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 des humanen PPME1 (NP_057231.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y570
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel