

Anti-Ppp1Ca Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62136

Artikelnummer: CM0006438



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PPP1CA (PP1-alpha katalytische Untereinheit). Valid für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Phosphatase-Forschung in Zellzyklus, Transkription und Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1CA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
Spezies	Human
GeneID (Human)	5499
GeneID	5499
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 230-330 von humanem PPP1CA entspricht (NP_002699.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62136
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eistasche