


Anti-Ppp1Ca Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb - P62136

Artikelnummer: CM0016319



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes PPP1CA (PP1-alpha), geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Für Studien zu Phosphatase-Signalwegen, Zellzyklus und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1CA Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5499
Gen-ID	5499
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 230-330 des humanen PPP1CA (NP_002699.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62136
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel