


Anti-Ppp1R12A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14974

Artikelnummer: CM0014276



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PPP1R12A (MYPT1), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Schlüsselregulator der Myosin-Phosphatase und des PPP1C-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1R12A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MBS; GUBS; M130; MYPT1; PPP1R12A
Spezies	Mensch
Gen-ID	4659
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 des menschlichen PPP1R12A (NP_002471.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14974
Proteinmasse	115 kDa
Versand	Eispackung