


Anti-Ppp1R12A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14974

Artikelnummer: CM0028272



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PPP1R12A (MYPT1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Myosin-Phosphatase und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1R12A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MBS, GUBS, M130, MYPT1, PPP1R12A
Spezies	Mensch
Gen-ID	4659
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 710-970 des menschlichen PPP1R12A (NP_002471.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14974
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel