


Anti-Ppp1R13L Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wuf5

Artikelnummer: CM0014614



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PPP1R13L (iASPP, RelA-assoziiierter Inhibitor), geeignet für WB und ELISA. Anwendungsbereiche umfassen die Untersuchung von Apoptose, NF-kappa-B-abhängiger Entzündungsreaktion und der Transkriptionsregulation von p53.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1R13L Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RAI; RAI4; IASPP; NKIP1; PPP1R13L
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10848
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 589-828 des humanen PPP1R13L (NP_006654.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WUF5
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Eispackung