

Anti-Ppp1R14A (Cpi-17) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96A00

Artikelnummer: CM0016816

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen PPP1R14A/CPI-17, einen phosphorylierungsabhängigen Inhibitor von PP1, der an der Regulation der glatten Muskulatur beteiligt ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu zellulärer Signalübertragung und Kontraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PPP1R14A Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CPI17; CPI-17; PPP1INL; PPP1R14A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	94274
Gen-ID	94274
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-147 des menschlichen PPP1R14A (NP_150281.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96A00
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel