

## Anti-Ppp1R14B Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96C90

Artikelnummer: CM0016839

### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PPP1R14B. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Phosphorylierungssensitiver PP1-Inhibitor; ~16 kDa. Ideal für die Erforschung der Phosphatase-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PPP1R14B polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)                                                                              |
| Anmerkungen/Alias | PNG; PHI-1; PLCB3N; SOM172; PPP1R14B                                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                         |
| GeneID (Human)    | 26472                                                                                                                         |
| GeneID            | 26472                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 68-147 des humanen PPP1R14B (NP_619634.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | Q96C90                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 16 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |