

## Anti-Ppp1R15A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Gadd34) Für Wb, If/Icc, Elisa - O75807

Artikelnummer: CM0022129



### Einführung

Anti-PPP1R15A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (GADD34) für WB, IF/ICC, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Zielt auf die stressinduzible Phosphatase-Regulatoruntereinheit ab, die an der Translationswiederherstellung und Autophagie beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PPP1R15A Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | GADD34; PPP1R15A                                                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                 |
| GenID (Mensch)    | 23645                                                                                                                                  |
| GenID             | 23645                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 375-674 von menschlichem PPP1R15A (NP_055145.3) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                    |
| SWISS             | O75807                                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 73kDa                                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                              |